



Proceso de recepción

Caja de transporte Pfizer



<p>1.</p>  <p>Realizar la inspección de las cantidades y el estado general de las cajas.</p>	<p>4.</p>  <p>Realizar la apertura de la caja de cartón.</p>	<p>7.</p>  <p>Retirar el recipiente de hielo seco que se encuentra en la parte superior de la caja, teniendo puesto equipo de protección como guantes aislantes e impermeables.</p>	<p>9.</p>  <p>Retirar las bandejas de viales de vacuna y almacenar en el ultracongelador, si es del caso.</p>	<p>12.</p>  <p>Conservar la caja y el datalogger, en un lugar seguro, hasta tanto se programe la recolección por parte del operador logístico del fabricante (la custodia de estos insumos son responsabilidad de cada institución durante su estadía).</p>
<p>2.</p>  <p>Ubicar las cajas en un lugar correctamente ventilado.</p>	<p>5.</p>  <p>Cada caja trae incluido un datalogger que debe ser detenido, al mantener presionado el botón de detener (Stop) durante 5 segundos. No retirar el datalogger de la caja.</p>	<p>8.</p>  <p>Abrir la caja de cartón que contiene las bandejas de viales de vacuna (cada caja puede contener hasta 5 bandejas).</p>	<p>10.</p>  <p>En el caso de no contar con ultracongeladores, se deben almacenar las bandejas de viales, en el cuarto frío o en el refrigerador; cada vial tardará aproximadamente 3 horas en descongelarse en el interior del equipo.</p>	<p>13.</p>  <p>Realizar el proceso de devolución de la caja, según las instrucciones del fabricante, que se encuentran en las instrucciones adjuntas a cada embalaje.</p>
<p>3.</p>  <p>Utilizar los elementos de protección personal que sean requeridos.</p>	<p>6.</p>  <p>Para continuar con la apertura de la caja, utilizar los tres orificios que se encuentran en la tapa de espuma donde se halla ubicado el datalogger y movilarla.</p>	<p>11.</p>  <p>Proceder a desechar el hielo seco, según recomendaciones técnicas.</p>		